

Manual Reference of TERESES functions.
Library Version 2.

Author: Francisco Resquín.

Institution: Neural Rehabilitation Group, Cajal Institute.

```
//-----//
//--- Channel configuration --//
//-- fd: FES file descriptor --//
//-- Ch: Channel to be configured --//
//-- ap, an: positive and negative amplitude in [mV] --//
// Range 0 to 90 mV
//-- tp, tn: positive and negative pulse width in [us] --//
// Range 0 to 5067 us
//-- repeat: Channel pulse repetition; Range: 0-3 --//
//-- order: pulse order; 0: Pos/Neg; 1: Neg/Pos --//
int fcn_SetUpChannel(int fd, uchar_t ch, uchar_t ap, unsigned
int tp, uchar_t an, unsigned int tn, uchar_t repeat, uchar_t
order);

//-----//
//-- Modify Channel amplitude Compatible with Terefes V1 --//
//-- fd: FES port file descriptor --//
//-- Ch: Channel to be configured --//
//-- ap, an: positive and negative amplitude in [mV] --//
//----- No longer supported, Do not use ----//
int fcn_SetChannelAmplitude(int fd, uchar_t ch, uchar_t ap,
uchar_t an);

//-----//
//-- Modify Channel Pulse width Compatible with Terefes V1 --//
//-- fd: FES file descriptor //
//-- Ch: Channel to be configured //
//-- tp, tn: positive and negative pulse width in [us] //
//----- No longer supported, Do not use ----//
int fcn_SetChannelPulseWidth(int fd, uchar_t ch, unsigned int
tp, unsigned int tn);

//-----//
//-- Write Global Repetitions Compatible with Terefes V1 --//
//-- fd: FES port file descriptor --//
//-- rep: Global repetitions; range[0-255] --//
int fcn_SetMaxGlobalRepetition(int fd, uchar_t rep);

//-----//
// Write InterGroup and global time Compatible with Terefes V1//
//-- tinter: period of inter-group pulses in mili seconds [ms];
// Range 2 to 10000 ms //
//-- tglobal: stimulation period in mili second [ms];
// Range 2 to 10000 ms //
int fcn_SetStimulationPeriod(int fd, unsigned int tinter,
unsigned int tglobal);
```

```

//-----//
//--- Set the number of channels of the vector list that
//      will be stimulated                                     //
// fd: FES file descriptor                                     //
// Len_ch: number of channels in the vector list to be
// considered for stimulation; Range [1-32]                   //
int fcn_StimulationChannels(int fd, uchar_t len_ch);

//-----//
// Add channel to the stimulation vector list -> Compatible
// with terefes V1                                           //
//-- fd: FES file descriptor                                   //
//-- ch: channel number to be added in the vector list       //
//-- pos: List's position in which the channel will be added //
int fcn_AddChannelToList(int fd, uchar_t ch, uchar_t pos);

//-----//
//-- Turn on stimulation Source 1 --//
//-- fd: FES file descriptor      //
int TurnOnF1(int fd);

//-----//
//-- Turn on stimulation Source 2 --//
//-- fd: FES file descriptor      //
int TurnOnF2(int fd);

//-----//
//-- Turn off stimulation Source 1 --//
//-- fd: FES file descriptor      //
int TurnOffF1(int fd);

//-----//
//-- Turn off stimulation Source 2 --//
//-- fd: FES file descriptor      //
int TurnOffF2(int fd);

//-----//
//-- start Stimulation      --//
//-- fd: FES file descriptor //
int StartStimulation(int fd);

//-----//
//-- Stop Stimulation      --//
//-- fd: FES file descriptor //
int StopStimulation(int fd);

```

```

//-----//
// --- Set Terefes function Mode          ---//
// --- Range: 1-6                        ---//
// --- Recommendation: use only mode 6    ---//
// --- Further details, see Diego Galeano's Manual ---//
int fcn_SetConfigurationMode(int fd, uchar_t mode)

//-----//
//--- Modify the Positive Channel amplitude of channels
//    included in the list vector          ---//
//--- Only work with terefes V2          ---//
//--- Further details, see Diego Galeano's Manual ---//
//-- fd: FES file descriptor              ---//
//-- Amp_ch: it can be a vector of values or a single value.
//   The position of the values correspond to each included
//   channel in the vector list
//-- len: len of the channel list          ---//
//--- When mode 6 is set, this function also modify the
//   negative pulse amplitude            ---//
int fcn_SetFastPositiveChAmp(int fd, uchar_t ampCh[16], uchar_t
len)

//-----//
//--- Modify the Negative Channel amplitude of channels
//    included in the list vector          ---//
//--- Only work with terefes V2          ---//
//--- Further details, see Diego Galeano's Manual ---//
//-- fd: FES port file descriptor         ---//
//-- Amp_ch: it can be a vector of values or a single value.
//   The position of the values correspond to each included
//   channel in the vector list
//-- len: len of the channel list          ---//
int fcn_SetFastNegativeChAmp(int fd, uchar_t ampCh[16], uchar_t
len);

//-----//
//--- Modify the positive Pulse Width of channels
//    included in the list vector          ---//
//--- Only work with terefes V2          ---//
//--- Further details, see Diego Galeano's Manual ---//
//-- fd: FES port file descriptor         ---//
//-- pwCh: it can be a vector of values or a single value.
//   The position of the values correspond to each included
//   channel in the vector list
//-- len: len of the channel list          ---//
//--- When mode 6 is set, this function also modify the
//   negative pulse width                ---//
int fcn_SetFastPositivePWidth(int fd, uint16_t pwCh[16], uchar_t
len);

```

```

//-----//
//--- Modify the negative Pulse Width of channels
//    included in the list vector          ---//
//--- Only work with terefes V2          ---//
//--- Further details, see Diego Galeano's Manual ---//
//-- fd: FES port file descriptor        ---//
//-- pwCh: it can be a vector of values or a single value.
//    The position of the values correspond to each included
//    channel in the vector list
//-- len: len of the channel list        ---//
int fcn_SetFastNegativePWidth(int fd, uint16_t pwCh[16], uchar_t
len);

```